



ANEXO CONVOCATORIA

1015/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Columna cromatográfica de fase reversa, de C18, de 5 micrones de tamaño de partícula, 100 A ^o de tamaño de poro y 250 mm de largo por 4,6 mm de diámetro. Modelo o marca de referencia: Columna para HPLC, Kromasil 100-5-C18 250mm x 4,6 mm o similar.
2	Columna cromatográfica de C18, de 3 micrones de tamaño de partícula, 10 nm de tamaño de poro y 150 mm de largo x 3 mm de diámetro. Modelo o marca de referencia: Columna para HPLC Shimpack HR-ODS-150 L x 3.0. P/N 228-59908-95 o similar.
3	Cartuchos para extracción en fase sólida C18-U-500mg/3ml de fase reversa sin endcapping. Modelo o marca de referencia: Cartuchos para extracción en fase sólida P/N 8B-S002-HBJ Phenomenex, Strata, o similar.
4	Cartuchos para extracción en fase sólida DE, 2 ml de capacidad, tubo de 12 cc. Presentación: 20 unidades Modelo o marca de referencia: Cartuchos para extracción en fase sólida P/N 8B-S325-KDG, Phenomenex, Strata o similar.
5	Cartuchos para extracción en fase sólida DE, 20 ml de capacidad, tubo de 60 cc. Presentación: 16 unidades. Modelo o marca de referencia: Cartuchos para extracción en fase sólida P/N 8B-S325-VFF, Phenomenex, Strata, similar.
6	Filtros de jeringa de Nylon de 0,22 micrones de poro, de 4 mm de diámetro para volúmenes menores a 2 ml, carcasa de polipropileno. Presentación: 500 unidades Modelo o marca de referencia: Filtros de jeringa de nylon Gamafil Cat N ^o DDRO2T0040 o similar.
7	Solvente orgánico acetonitrilo grado HPLC Presentación: 4 litros Modelo o marca de referencia: Acetonitrilo grado HPLC JTBaker o similar
8	Solvente orgánico alcohol metílico, grado HPLC Presentación: 4 litros Modelo o marca de referencia: Alcohol Metílico grado HPLC, JTBaker o similar.
9	Sorbente a granel PSA (amina primaria, secundaria) para SPE de 50 µm y 70 A. Presentación: 100gr Modelo o marca de referencia: Sorbente a granel PSA 04G-4610-Septra, Phenomenex, o similar.
10	Sorbente a granel sepra C18-E, de 50 micrones y 65 A. Presentación: 100gr Modelo o marca de referencia: C18, 04G-4348 Septra, Phenomenex, o similar.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras